

PRODUKTDATABLAD

CarePocket Premium urinposeholder

Anvendes hvor man ønsker urinposen fikseret på lår eller læg. Urinposeholderen trækkes op på benet og urinposen placeres heri. Urinposen kan tømmes via en slids i bunden af holderen.

Kan vaskes ved 60 °C i vaskepose. Tåler vask op til 25 gange.



| | |
|--|--|
| Indholdsstoffer/materiale: | 80% polyester, 20% elasthan |
| PVC/ftalater: | Nej/Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse I |
| Steril vare: | Nej |
| Særlig mærkning: | - |
| Opbevaring: | Opbevares tørt |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | Se udløbsdato |
| Bortskaffelse af vare: | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved mistanke om kontaminering skal produktet bortskaffes som klinisk affald. |
| Bortskaffelse af emballage: | Forbrænding/Genanvendelse |
| Bemærkninger: | - |

PRODUKTDATABLAD

CarePocket Premium urinposeholder

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|--------------------|---|---------|-------------------------------|----------------------|
| 0172120 | CarePocket Premium | Urinposeholder til lår eller underben, 25-33 cm | X-small | Pk a 5 stk - krt a 40 stk | 508050- 01.01.Y89 |
| 0172121 | CarePocket Premium | Urinposeholder til lår eller underben, 33-40 cm | Small | Pk a 5 stk - krt a 40 stk. | 508050- 02.01.Y89 |
| 0172122 | CarePocket Premium | Urinposeholder til lår eller underben, 40-50 cm | Medium | Pk a 5 stk - krt a 40 stk | 508050- 03.01.Y89 |
| 0172123 | CarePocket Premium | Urinposeholder til lår eller underben, 50-60 cm | Large | Pk a 5 stk - krt a 40 stk | 508050- 05.01.Y90 |
| 0172124 | CarePocket Premium | Urinposeholder til lår eller underben, 60-70 cm | X-large | Pk a 5 stk - krt a 40 stk | 508050- 07.01.Y90 |