

PRODUKTDATABLAD

Coloplast stomipasta

Denne stomipasta anvendes, hvis stomien er i hudniveau eller tilbagetrukket, og det derfor er problematisk at få en tæt bandagering. Stomipastaen kan både påsættes huden og pladen. Hvis pastaen klæber til fingrene fugtes med lidt vand.



Indholdsstoffer/materiale:	PVP, sterilt vand, 2-propanol, 1,2 propandiol, guar gum, Bentone geldanner, siliciumdioxid, GANTREZ
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 °C
Holdbarhed fra produktionsdato:	2 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Coloplast stomipasta

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360016	2650	Coloplast stomipasta med alkohol, tube.	60 g	Æske a 1 stk.

* Henviser til producentens reference nr.