

PRODUKTDATABLAD

Suprasorb H hydrocolloid, steril

Suprasorb H skaber et ideelt fugtigt sårmiljø ved svagt til middel ekssuderende sår og understøtter således effektivt sårhelingen.

Et absorberende hydrokolloid-lag som er påført en polyurethanfolie, svulmer ved kontakt med såret op til en gel, hvori ekssudat og vævsdebris bindes. Ved geldannelsen tilpasser forbindingen sig til sårstrukturen. Suprasorb H er særlig tyndt og fleksibelt i alle udførelser. Dens gode hæfteegenskaber gør den nem og sikker at anvende. Da forbindingen er både bakterie- og væskeafvisende, kan patienten uden problemer vaske sig og gå i brusebad.

Skifteinterval fastlægges af den behandlende læge alt efter sårtilstand, ekssudationsgrad og mulig primærforbinding, senest efter 5-7 dage. Ved udpræget blæredannelse ud over sårfladen skal forbindingen skiftes.



Indholdsstoffer/materiale: CMC, pektin, gelatine, polyisobutylene, polyurethanfilm

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE IIa

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Suprasorb H hydrocolloid, steril

Sortimentsoversigt

4279305	Suprasorb H	hydrocolloid tynd, steril	5x5cm	æske a 10 stk	20424
4279306	Suprasorb H	hydrocolloid tynd, steril	5x10cm	æske a 10 stk	20410
4279307	Suprasorb H	hydrocolloid tynd, steril	5x20cm	æske a 10 stk	20411
4279308	Suprasorb H	hydrocolloid tynd, steril	10x10cm	æske a 10 stk	20412
4279309	Suprasorb H	hydrocolloid tynd, steril	15x15cm	æske a 5 stk	20413
4279310	Suprasorb H	hydrocolloid tynd, steril	20x20cm	æske a 5 stk	20414