

PRODUKTDATABLAD

Flocare ENFit konnektor

ENLock ⇒ ENFit adapter benyttes til at connecte ENLock enteralsæt med ENFit sonder.



Materialer:	Plast.
Indikation:	ENLock ⇒ ENFit adapter benyttes til at connecte ENLock enteralsæt med ENFit sonder.
Klassifikation:	Klasse I.
Steril vare:	Nej.
Opbevaring:	Tørt.
Holdbarhed:	2 ½ år.
Bortskaffelse:	Forbrænding / genbrug.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Pakning	Reference
1123633	Flocare	ENFit konnektor	Æske á 30 stk	589734

For sundhedsfagligt personale