

# PRODUKTDATABLAD

## Noraid ispose engangs, 14 x 22 cm

Noraid ispose er nem at bruge. Posen aktiveres ved et roligt vrid med begge hænder. Ryst indholdet grundigt for at iværksætte umiddelbar køling.

Sammen med kompression og elevering af skaden, kan isposen lindre og mindske hævelsen.

Isposen må aldrig lægges på bar hud pga. forfrysningsfare.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Nitrogenholdige salte, vand
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	-
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt mellem 0-45 °C og godt ventileret
<b>Holdbarhed:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Indholdet kan efter brug benyttes som gødning af planter. ½ pose blandes med 50 L vand.
<b>Bortskaffelse emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
8949999	Noraid	Ispose engangs	14 x 22 cm	Krt. a 24 stk.	20000031

2323-0071-02 / 05.07.2023