

# PRODUKTDATABLAD

## Cellona gipsbind

Cellona gipsbandage, gipsmasse fikseret på 17-trådet gaze, gennemfugtes hurtigt og ensartet ved dypning i vand i kort tid. Gipsen er fincremet og nem at modellere.

Gennemhærdede Cellona bandager har en høj brudstyrke, glat overflade og er gennemtrængelige for røntgenstråler.

Bandagen er hærdet nok til transport efter 30 minutter og er gennemhærdet efter ca. 24 timer.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	17-trådet bomuldsgazestof, $\alpha$ - og $\beta$ -kalcium sulfat hemihydrat
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys
<b>Holdbarhed:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Cellona gipsbind

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4468206	Cellona	Gipsbind fikseret på 17-trådet gaze	6 cm x 2 m	Pk. a 5 stk. – Krt. a 12 pk.	25400
4468208	Cellona	Gipsbind fikseret på 17-trådet gaze	8 cm x 2 m	Pk. a 5 stk. – Krt. a 12 pk.	25401
4468210	Cellona	Gipsbind fikseret på 17-trådet gaze	10 cm x 2 m	Pk. a 5 stk. – Krt. a 8 pk.	25402
4468212	Cellona	Gipsbind fikseret på 17-trådet gaze	12 cm x 2 m	Pk. a 5 stk. – Krt. a 8 pk.	25403
4468215	Cellona	Gipsbind fikseret på 17-trådet gaze	15 cm x 2 m	Pk. a 5 stk. – Krt. a 8 pk.	25404
4468220	Cellona	Gipsbind fikseret på 17-trådet gaze	20 cm x 2 m	Pk. a 5 stk. – Krt. a 8 pk.	25405