

PRODUKTDATABLAD

Sygeplejesaks

Sygeplejesaks med dup eller uden dup, er velegnet til brug i sygeplejen, kan bl.a. bruges ved skift af bandage. Alle rustfri instrumenter bør straks efter brugen rengøres og aftørres for at undgå overfladerust. Skrue- og bokslåse smøres med instrumentolie



Indholdsstoffer/materiale:	Rustfrit stål
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Ved stuetemperatur
Holdbarhed:	-
Bortskaffelse vare:	Genbrug
Bortskaffelse emballage:	Genbrug
Miljømærke:	Nej
Uønskede stoffer:	Intet kendskab til uønskede stoffer

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6002002	Instrument	Sygeplejesaks med dup	14 cm	Pk. a 12 stk. – Krt. a 480 stk.	42039414
6002005	Instrument	Sygeplejesaks med dup	13 cm		42039013
6002012	Instrument	Sygeplejesaks uden dup	14 cm	Pk. a 12 stk.	42023014LQ