


# PRODUKTDATABLAD

## FreeStyle Precision teststrimler

Teststrimler til brug sammen med FreeStyle Precision Neo, Precision Xceed, Precision Xtra og FreeStyle Precision blodsukkerapparater.

Teststrimlerne er individuelt indpakket og nemme at håndtere.

Udløbsdato og opbevaringstemperatur står på emballagen.



<b>Måleområde:</b>	1,1 – 27,8 mmol/l
<b>Kodes/kalibreres:</b>	Automatisk
<b>Måletid:</b>	5 sekunder
<b>Blodmængde:</b>	0,6 µl
<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	FAD Glukosedehydrogenase(Aspergillus Oryzae)
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ja/IVD class IIb
<b>Steril vare/metode:</b>	Nej
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Holdbarhed fra produktionen:</b>	18 måneder
<b>Holdbarhed teststrimler efter åbning:</b>	Til udløbsdato på pakken
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug

# PRODUKTDATABLAD

## FreeStyle Precision teststrimler

<b>Blodet suges fra:</b>	Spidsen af teststrimlen
<b>Genopfyldning af teststrimmel:</b>	Ja, 5 sekunder efter første bloddråbe
<b>Batchnummer:</b>	Ja
<b>Dansk mærkning på emballagen:</b>	Ja
<b>Dansk brugsanvisning:</b>	Ja
<b>Opbevaring af teststrimler:</b>	+4 °C til +30 °C
<b>Måling skal foretages ved temperatur:</b>	+10 °C til +40 °C
<b>Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:</b>	Ja
<b>Særlig bemærkning:</b>	Teststrimmel kan anvendes en gang
<b>Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:</b>	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig. 6408071 FreeStyle Precision Neo. 6408070 FreeStyle Precision. Samt udgåede blodsukkerapparater: Precision X-Ceed, Precision Xtra.
<b>Teststrimler passer til følgende apparat:</b>	

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6408038	98781	FreeStyle Precision teststrimler	æske a 25 stk.
6408118	98782	FreeStyle Precision teststrimler	æske a 50 stk.
6408040	98780	FreeStyle Precision teststrimler	æske a 100 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.