

PRODUKTDATABLAD

Mena lancetter

Lancetter til brug sammen med Glucoject Dual Plus fingerprikker. Lancetten er engangsmateriale, og derfor anbefales det, at lancetten kun bruges én gang.

- Passer til følgende fingerprikkere: mylife Pura softlance, Easy Touch, Vitrex Compact, Bayer MICROLET®, Bayer MICROLET® 2, OneTouch UltraSoft, OneTouch Comfort, Autolet Impression, Glucoject Dual Plus, FreeStyle Neo, FreeStyle, FreeStyle Mini, BD Optimus, Autolancet, Heinz Herenz og PIC doler.
- Dimensioner: Tykkelsen på lancetten er 0,31 mm (30G).
- Lancetten er steril og silikone belagt



Indholdsstoffer/materiale:

PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/MDD class I
Steril vare/metode:	Ja/stråling
Særlig mærkning:	Engangsbrug
Opbevaring af lancetter:	Tørt og stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionen:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler – kanylebøtte
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Batchnummer:	Ja
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.

PRODUKTDATABLAD

Mena lancetter

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
6412492	42409	Glucomen Mena lancetter	30G	æske a 200 stk.

* Henviser til producentens reference nr.