

# PRODUKTDATABLAD

## Glucomen® Areo teststrimler

Teststrimler til brug sammen med GlucoMen Areo blodsukkerapparat og Glucomen Areo 2K som også kan måle ketoner.

Begge apparater er kompatibel både med Apple og Android og kan trådløst overføre data via NFC.

Beholderen med teststrimler er let oplukkelig.

Udløbsdato og opbevaringstemperatur står på emballagen.



<b>Måleområde:</b>	1,1 – 33,3 mmol/l
<b>Kodes/kalibreres:</b>	Automatisk
<b>Måletid:</b>	5 sekunder
<b>Blodmængde:</b>	0,5 µl
<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	NA
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ja/IVD class IIb
<b>Steril vare/metode:</b>	Nej
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Holdbarhed fra produktionen:</b>	24 måneder
<b>Holdbarhed teststrimler efter åbning:</b>	12 måneder
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler

# PRODUKTDATABLAD

## Glucomen® Areo teststrimler

<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Blodet suges fra:</b>	Spidsen af teststrimlen
<b>Genopfyldning af teststrimmel:</b>	Nej
<b>Batchnummer:</b>	Ja
<b>Dansk mærkning på emballagen:</b>	Ja
<b>Dansk brugsanvisning:</b>	Ja
<b>Opbevaring af teststrimler:</b>	+4 °C til +30 °C
<b>Måling skal foretages ved temperatur:</b>	+5 °C til +45 °C
<b>Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:</b>	Ja
<b>Særlig bemærkning:</b>	Teststrimmel kan anvendes en gang
<b>Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:</b>	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
<b>Teststrimler passer til følgende apparat:</b>	6407060 Glucomen Areo

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6407061	46189	Glucomen Areo teststrimler	æske a 2*25 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.