


Brugsanvisning 2


IM2-HEM-6181-E-DA-05-04/2022




Læs brugervejledningen [1] og [2] før brug.

All for Healthcare


1 Isætning af batterier




2 Indstilling af dato og klokkeslæt




3 Påsætning af håndledsmanchetten





4 Sæt dig korrekt



5 Foretag en måling





Symbolbeskrivelse

	Patientdel - type BF. Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød (Jerkstrøm)		Temperaturbegrænsning
	Angiver apparatets korrekte placering på håndleddet. Målbare håndledsomkreds		Fugtighedsbegrænsning
IP XX	Indtrængningsbeskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529		Grense for atmosfærisk tryk
CE	CE-mærkning		Læs brugervejledningen.
UK CA	UKCA-mærkning		Følg brugervejledningen omhyggeligt af hensyn til din sikkerhed
SN	Serie nr.		Batteri / sæt
UDI	Unik enhedsidentifikator		Jærnstrøm
MD	Medicinsk udstyr		Produktionsdato

Producent	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 5-1, Kurosaba, Terado-cho, Muka, KYOTO, 617-0002 JAPAN
EU-repræsentant	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpio 33, 2132 LH Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com
Importør i EU	
Produktionsanlæg	OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28/19P, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry Services Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Datterselskaber	<p>Importør i Storbritannien og ansvarlig person for Storbritannien</p> <p>OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 9EG, UK www.omron-healthcare.com/distributors</p> <p>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors</p> <p>OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors</p>
Udtrædelsesdato	2022-06-27

Fremstillet i Vietnam