

PRODUKTDATABLAD

UniStik 3 engangsfingerprikker

Unistik 3 Gentle engangsfingerprikker anvendes uden brug af flergangsfingerprikker. Engangsfingerprikkerens hætte drejes af og derefter kan den anvendes.

Nålen er fjederbelastet og trækker sig ind i kappen efter brug. Den kan ikke aktiveres igen og er derfor også ideel til professionelt brug, på sygehuse i lægeklinikker på plejehjem eller i hjemmeplejen, da den eliminerer risikoen for stikuheld på personalet.

- Til bl.a. pædiatriske og hyppige prøver
- Kan kun anvendes en gang
- Klar til brug uden påsætning og ladning af lancetten
- Nålen er aldrig synlig



Indholdsstoffer/materiale:	Polystyrol, homopolymer polypropylen, rustfrit stål
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare/metode:	Ja, stråle-steriliseret
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

UniStik 3 engangsfingerprikker

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6412600	Unistik 3	Engangsfingerprikker Comfort, lilla 1,8mm, steril	28G	Æske a 100 stk.	AT1042
6412602	Unistik 3	Engangsfingerprikker Normal, gul 1,8mm, steril	23G	Æske a 100 stk.	AT1002
6412604	Unistik 3	Engangsfingerprikker Extra, orange 2,0mm, steril	21G	Æske a 100 stk.	AT1012
6412606	Unistik 3	Engangsfingerprikker Neonatal, blå 1,8mm, steril	18G	Æske a 100 stk. – Krt. a 40 æsker	AT1052
6412608	Unistik 3	Engangsfingerprikker Gentle, hvid 1,5mm, steril	30G	Æske a 100 stk.	AT1022