

# PRODUKTDATABLAD

## Welch Allyn FlexiPort manchete uden slange

Latexfri manchete til Welch Allyn blodtryksapparat med FlexiPort klikssystem.

- Kan klikkes direkte på FlexiPort kobling med slange
- Ingen syede sømme
- Har antimikrobiel coating, der forebygger vækst af skimmel og bakterier



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Nylon
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Genbrug
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Welch Allyn FlexiPort manchete uden slange

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6050140	Welch Allyn FlexiPort	manchet, uden slange, lille baby	7-10 cm	REUSE-06
6050141	Welch Allyn Flexiport	manchet, uden slange, baby	9-13 cm	REUSE-07
6050134	Welch Allyn Flexiport	manchet, uden slange, lille barn	12-16 cm	REUSE-08
6050135	Welch Allyn Flexiport	manchet, uden slange, barn	15-21 cm	REUSE-09
6050139	Welch Allyn Flexiport	manchet, uden slange, lille voksen	20-26 cm	REUSE-10
6050501	Welch Allyn Flexiport	manchet, uden slange, voksen	25-34 cm	REUSE-11
6050138	Welch Allyn Flexiport	manchet, uden slange, voksen lang	25-34 cm	REUSE-11L
6050500	Welch Allyn Flexiport	manchet, uden slange, stor voksen	32-43 cm	REUSE-12
6050137	Welch Allyn Flexiport	manchet, uden slange, stor voksen lang	32-43 cm	REUSE-12L
6050136	Welch Allyn Flexiport	manchet, uden slange, lår	40-55 cm	REUSE-13