

# PRODUKTDATABLAD

## Activon Plus, Algivon, Actilite honningprodukter, steril

Activon-honningprodukter er en serie af sårbehandlingsprodukter med medicinsk Manuka honning.

De 5 vigtigste fordele ved Manuka honning

- Antimikrobiel virkning
- Faciliterer autolyse
- Fremmer granulation og epithelisering
- Hæmmer lugt
- Opretholder et fugtigt sårhelingsmiljø.


**Activon Tube** indeholder 100% manuka honning. Skal anvendes indenfor 90 dage efter åbning. Produktet er til en-patientsbrug.

**Activon tulle** er et strikket viscose net impregneret med 100% Manuka honning. Begge sider kan anvendes mod såret og bandagen kan anvendes foldet eller ufoldet afhængigt af såret størrelse. Nettet er formbart og ikke-klæbende, hvilket sikrer at det ikke hænger i ved bandageskift. Bandagen kan tilklippes som ønsket.

**Actilite** er et let, viscose net belagt med 99% Manuka honning og 1% Manuka olie. Produktet er især effektivt i epitheliseringsfasen af sårhelingen hvor Manuka olien har effekt på ardannelsen ved at fremme den nye cellevekst. Bandagen kan anvendes i op til 7 dage, men der kan være behov for skift oftere afhængigt af sårsekretion mm.  
Kontraindikationer: Allergi overfor bi-stik og honning. Produktet indeholder glukose, hvorfor der kan være behov for øget måling af blodsukker hos diabetikere.

**Algivon plus** er bløde alginat produkter impregneret med 100% Manuka honning. Produktet egner sig især til sår med moderat til kraftig sekretion.

**Algivon plus Ribbon** er særligt til dybere sår og caviteter og har forstærkede fibre der sikrer at



# PRODUKTDATABLAD

## Activon Plus, Algivon, Actilite honningprodukter, steril

bandagen kan fjernes fra såret. Der medfølger en probepind med bandagen.

Bandagen kan anvendes i op til 7 dage, men der kan være behov for skift oftere afhængigt af sårsekretion mm.

Kontraindikationer: Allergi overfor bi-stik og honning.

<b>Indholdsstoffer:</b>	100% Manuka honning tube, 100% Manuka honning på alginate, 100% Manuka honning bomuldsgaze med vaselin, glukose, Manuka olie.
<b>Pthalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE IIa
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse yder:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Opbevaring</b>	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys
<b>Holdbarhed:</b>	3 år
<b>Miljømærke</b>	Nej

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4287230	Activon Tulle	Honningbandage, steril	5x5 cm	Æske a 5 stk. – krt a 56 æsker	CR 3761
4287232	Activon Tulle	Honningbandage, steril	10x10 cm	Æske a 5 stk. – krt a 65 æsker	CR 3658
4287234	Activon	Honning i tube, steril	25 g	Æske a 12 stk. – krt a 20 æsker	CR 3830
4287227	Algivon Plus	Alginatbandage med activonhonning, steril	5x5 cm	Æske a 5 stk. – krt a 30 æsker	CR 4230
4287228	Algivon Plus	Alginatbandage med activonhonning, steril	10x10 cm	Æske a 5 stk. – krt a 12 æsker	CR 4225
4287229	Algivon Plus Ribbon	Alginatbandage med activonhonning, steril	2,5x20 cm	Æske a 5 stk. – krt a 12 æsker	CR 4231
4287240	Actilite	Viskose sårkontaktlag m. Manuka honning, steril	10x10 cm	Æske a 10 stk. – krt a 54 æsker	CR 3849
4287241	Actilite	Viskose sårkontaktlag m. Manuka honning, steril	10x20	Æske a 10 stk. – krt a 27 æsker	CR 3852