

PRODUKTDATABLAD

sårkontaktlag m/silikone på én side, steril

Kliniderm Silikone sårkontaktlag kan anvendes på alle typer af sår og der anbefales en overlap ud på den intakte hud på ca 2cm. Der vil altid være behov for en sekundær bandage.


Placer sårkontaktlaget på såret og fjern det yderste beskyttelsespapir inden applicering af passende sekundær bandage.

Silikonesiden af sårkontaktlaget hæfter på den tørre hud men ikke over såret.

Kan anvendes i op til 14 dage og kan klippes i.

Kliniderm silikone sårkontaktlag må ikke anvendes ved kliniske tegn på infektion

- Uforstyrret heling og minimering af smerte i forbindelse med sårskift
- Det er let at holde såret under observation da produktet er transparent
- Silikone på kun den ene side gør påsætningen enkel og bandagen hænger ikke i handsken



PRODUKTDATABLAD

sårkontaktlag m/silikone på én side, steril

| | |
|--|---|
| Indholdsstoffer/materiale: | Rayon, medicinsk silikone |
| PVC/ftalater: | Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | CE IIb |
| Steril vare: | Ja |
| Særlig mærkning: | Nej |
| Holdbarhed uåbnet: | 3år |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse af inder emballage: | Forbrænding/genbrug |
| Bortskaffelse af yder emballage: | Forbrænding/genbrug |
| Bemærkninger: | Nej |
| Opbevaring: | Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys |

Sortimentsoversigt

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Størrelse | Indhold | Ref. nr. |
|---------|-----------|---|----------------|--------------------------------|----------|
| 4277194 | Kliniderm | sårkontaktlag med silikone på en side, steril | 5 cm x 7,5 cm | æske a 10 stk - krt a 70 æsker | 40514880 |
| 4277195 | Kliniderm | sårkontaktlag med silikone på en side, steril | 7,5 cm x 10 cm | æske a 10 stk - krt a 40 æsker | 40514881 |
| 4277196 | Kliniderm | sårkontaktlag med silikone på en side, steril | 10 cm x 18 cm | æske a 10 stk - krt a 70 æsker | 40514882 |
| 4277197 | Kliniderm | sårkontaktlag med silikone på en side, steril | 20 cm x 30 cm | æske a 5 stk - krt a 30 æsker | 40514883 |
| 4277198 | Kliniderm | sårkontaktlag med silikone på en side, steril | 17 cm x 25 cm | æske a 5 stk - krt a 40 æsker | 40514884 |