

# PRODUKTDATABLAD

## Physiotulle Ag sårkontaktlag, steril

Physiotulle - Ag er et sårkontaktlag uden klæber med sølv som den aktive komponent.

Physiotulle - Ag består af et tætvevet polyesterlag imprægneret med hydrokolloidfibre (CMC) og en vaselinegel. Sulfadiazin sølv er jævnt fordelt i vaselinen.

Når Physiotulle - Ag lægges på såret, absorberer hydrokolloid fibre sårsekssudatet og sølvet frigives til sårbunden.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polyester, vaselinegel, sulfadiazin, hydrokolloidfibre

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse III

**Steril vare:** Ja

**Holdbarhed:** 2 år

**Opbevaring:** Stuetemperatur, undgå direkte sollys

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse inder  
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Særlig mærkning:** -

# PRODUKTDATABLAD

## Physiotulle Ag sårkontaktlag, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
4279334	Physiotulle Ag	sårkontaktlag med sølv, steril	10x10cm	æske a 10 stk-krt a 26 æsker	CR4494
4279336	Physiotulle Ag	sårkontaktlag med sølv, steril	15x15cm	æske a 10 stk – krt a 10 æsker	CR4495