

# PRODUKTDATABLAD

## FreeStyle fingerprikker

Fingerprikker, som anvender lancetter, og hvor lancetten skal skiftes efter brug.

Fingerprikkeren kan anvende mange forskellige lancetter.

Lancetten er engangsmateriale, og derfor anbefales det at lancetten kun bruges én gang.

Fingerprikkeren kan justeres til 9 forskellige stikdybder og har komfort zone med 8 hævede punkter på hættten, der påvirker nerverne i fingerspidserne og medfører en næsten smertefri prøvetagning.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Plast
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ja/MDD class I
<b>Steril vare/metode:</b>	Nej
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og stuetemperatur
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Levetid/garanti:</b>	2 år
<b>Batchnummer:</b>	Ja
<b>Dansk mærkning på emballagen:</b>	Ja
<b>Dansk brugsanvisning:</b>	Ja
<b>Justerbar stikdybde:</b>	Ja/9 forskellige

# PRODUKTDATABLAD

## FreeStyle fingerprikker

**Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:**

Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.

**Særlig mærkning:**

Engangsbrug af lancetten

**Mediqs sortimentsoversigt**

Varenr.	Ref.nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6412448	71423	FreeStyle Neo fingerprikker	1 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.